

VICAIR®

# Vicair® AllRounder 02



Dynan, som kan användas överallt



Yes, you can.®

Alla aktiviteter är inte lika lätta att delta i om man sitter i rullstol. **Vicair AllRounder O2** säkerställer avlastning och komfort när du vill vara aktiv utanför din rullstol.

**Vicair AllRounder O2** fästs på kroppen och används som avlastning när du sitter på golvet, på marken eller till exempel under sportaktiviteter.

Du kan använda **AllRounder O2** om du sitter inomhus på golvet och leker med dina barn, eller utomhus när du är på en cykel- eller segeltur eller så är det dags att rensa din trädgård.

**AllRounder O2** följer din kroppsform och rörelser, och ger dig frihet att göra vad du vill.



## Enkel att underhålla

**Vicair AllRounder O2** är en del av Vicair dynsortiment och sittytan är fylld med luftfyllda Smartcells. Efter användning kan hela dynan inklusive Smartcells tvättas i tvättmaskinen. Lägg sedan dynan att torka och nästa dag är **AllRounder O2** redo att följa med dig igen.



## Hitta rätt storlek

**Vicair AllRounder O2** finns i 3 storlekar. Mät den bredaste delen av höften och jämför med måtten nedan. Välj den större storleken om ditt mått ligger mellan två storlekar.

## Egenskaper



### Komfortabel och tryckavlastande

Sittytan på **AllRounder O2** är fylld med tryckavlastande luftceller som kallas SmartCells, vilket gör dynan mjuk och komfortabel att sitta på.

### Mikroklimat

Den öppna strukturen i det mjuka materialet gör att **AllRounder O2** har hög ventilation. Samtidigt är dynan extremt lätt och väger endast 800 gr. Båda egenskaperna är en stor fördel som man kan dra nytta av vid fysiska aktiviteter.

### Enkel fastspänning

**AllRounder O2** är ergonomiskt formad, fästs runt midjan med ett vadderat bälte och runt låren med två elastiska benband.

**AllRounder O2** följer kroppen och ger frihet för ett aktivt liv.

## Tekniska data

För mer information om denna produkt, se [www.invacare.se](http://www.invacare.se). För information om användning, se bruksanvisningen, som kan laddas ner från [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

	Höftbredd	Höjd	Vikt	Max brukarvikt	Rengöring av dynan inkl överdrag
<b>Vicair AllRounder O2</b>	Small: < 38 cm Medium: 38- 42,5 cm Large: 43 - 48 cm	6 cm	0,8 kg	100 kg	60°

**Vicair AllRounder O2** hålls inte i lager utan tas hem vid beställning.

Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91  
Spånga  
Sweden

## Färg

Svart



Yes, you can.®

