

Orderguide Action 3NG Transport



Invacare® ACTION³NG Transport

CE

Kryssfäld rullstol m fast ryggvinkel

Benstöd avtagbara

Armstöd avtagbara

Drivhjul 12tum massiva

Länkhjul massiva

Transportfästen

Brukarvikt: 125Kg

Alla mått har toleranser med :
- mm : +/- 10 mm

☒	Valt
◆	Standard ej valbart
☐	Valbart

Kod	Beskrivning	Kommentar övrigt
RULLSTOL		
CEA0000	◆ Action3 NG	
GRUNDMODELL		
CEA0026	◆ Base Model Action3 NG	
FRAMDRIVNING		
CEA0110	◆ Drivhjul 12tum Transport	
SITTBREDD		
CEA0180	☐ 380mm	
CEA0190	☐ 405mm	
CEA0200	☐ 430mm	
CEA0210	☐ 455mm	
CEA0220	☐ 480mm	
CEA0230	☐ 505mm	
SITTDJUP		
CEA0240	☐ 400mm	enbart Stoppad sits kod 0350
CEA0250	☐ 450mm	enbart Stoppad sits kod 0350
CEA0252	☐ 400-450mm justerbar	enbart Sits djupställbar 400-450mm kod 0340
SIITTHÖJD		
CEA0260	☐ 510mm	200x30 länkhjul
CEA0270	☐ 485mm	200x30 eller 150x30 länkhjul
CEA0280	☐ 460mm	200x30 eller 150x30 länkhjul
SITSKLÄDSEL		
CEA0340	☐ Sits djupställbar 400-450mm	
CEA0350	☐ Stoppad sits	
RYGGSTÖD		
Paket 1: Assist +		
CEA0396	☐ Rygg m fast ryggvinkel 7° ställbar i höjd 380-460mm bakompåliggande körhandtag. Ryggklädsel fast ej justerbar.	
CEA0471		
Paket 2 : Assist		
CEA0410	☐ Rygg m fast ryggvinkel, rygghöjd 430mm m fasta körhandtag. Ryggklädsel med 1 ställbart kardborreband och överdrag i svart nylon.	Väljs om man vill ha Nackstöd Pro
CEA0475		
BENSTÖD HÖ		
CEA0510	☐ Benstöd 80° vinkelfast hö	Bara med vinkelställbara fotplattor
CEA0511	☐ Benstöd 90° vinkelfast hö	
CEA0520	☐ Benstöd vinkelställbart inkk vaddyna hö	
CEA0545	☐ Benstöd amputation hö	
BENSTÖD VÄ		
CEA0560	☐ Benstöd 80° vinkelfast vä	Bara med vinkelställbara fotplattor
CEA0561	☐ Benstöd 90° vinkelfast vä	
CEA0570	☐ Benstöd vinkelställbart inkk vaddyna vä	
CEA0595	☐ Benstöd amputation vä	
FOTPLATTA HÖ		
CEA0600	☐ Fotplatta vinkelfast ink hälband hö	
CEA0610	☐ Fotplatta vinkelställbar inkl hälband hö	
CEA0611	☐ Fotplatta hel vinkelställbar	
FOTPLATTA VÄ		
CEA0620	☐ Fotplatta vinkelfast ink hälband vä	
CEA0630	☐ Fotplatta vinkelställbar inkl hälband vä	
ARMSTÖD HÖGER		
CEA0640	☐ Armstöd n1 kort dyna höjdjusterbar hö	
CEA0650	☐ Armstöd n1 lång dyna höjdjusterbar hö	
CEA0732	☐ Armstöd Hemi höjdjusterbar hö	
ARMSTÖD VÄNSTER		
CEA0740	☐ Armstöd n1 kort dyna höjdjusterbar vä	
CEA0750	☐ Armstöd n1 lång dyna höjdjusterbar vä	
CEA0832	☐ Armstöd Hemi höjdjusterbar vä	
SITTDYNA		
CEA0876	☐ Sittdyna MatrX Libra	
SITTDJUP PÅ DYNAN		
CEA0878	☐ För sittdjup 400mm	
CEA0879	☐ För sittdjup 450mm	
TILLVAL SITTANDE		
CEA0882	☐ Bålstöd Bas par	Ej för Paket 1 Assist +
CEA0905	☐ Nackstöd Pro	Enbart med Paket 2 Assist. Fäste ingår
CEA0930	☐ Vadband	Ei med vinkelställbara benstöd

Page 2

Action3 NG Transport Ma

Kod	Beskrivning	Kommentar övrigt
FÄRGER		
CEA0964	☐ Pearl White	
CEA0980	☐ Anthracite Black	
LÄNKHJULSHUS		
CEA0995	☒ Länkhjulsinfästning	
LÄNKHJUL MASSIVA		
CEA1010	☐ 200 X 30mm (8 X 1.1/4tum)	
CEA1050	☐ 150 X 30mm (6 X 1.1/4tum)	
DRIVHJUL		
CEA1062	☒ 12tum / 305 MM	
MODELL DRIVHJUL		
CEA1073	☒ Drivhjul f vårdarbroms	
DÄCK		
CEA1082	☒ Däck massiv svarta	
DRIVHJULSAXEL		
CEA1170	☒ Fast axel	
DRIVHJULSPOSITION		
CEA1200	☒ Drivhjulposition Passiv 25mm bakom ryggrör	
TILLVAL CHASSI		
CEA1241	☐ Breddning länkhjulinfästning (+50mm)	
BROMS		
CEA1280	☒ Vårdrbroms inkl broms tryck för att låsa	
TILLVAL SÄKERHET		
CEA1345	☒ Transportfästen	
CEA1360	☐ Midjebälte	
CEA1375	☐ Tippskydd m tramprör REA par	
TILLVAL ÖVRIGT		
CEA1430	☐ Kryckkäpphållare	
CEA1480	☐ Bord m glidfunktion	Kräver långa armstöd hö och vä