

mo-vis

ALTERNATIVA STYRNINGAR



Individuellt anpassade styrsystem
för Invacares eldrivna rullstolar



Vi presenterar Mo-Vis

Mo-Vis individuellt anpassade styrsystem kan kombineras med Invacares eldrivna rullstolar med antingen Modulite- eller Ultra Low Maxx-sittsystem, för praktiska och personligt anpassade lösningar utifrån individuella behov.



All-round, All-round light och All-round HD

Utvecklad för mångsidig användning. Den kan användas som standardjoystick, hakstyrning eller joystick för ledsagare. All-round Joystick Light har samma specifikationer, men kräver mindre än hälften av den kraft som krävs för standardmodellen. HD-modellen är mer stryktålig och tål högre belastning.



Scoot control

En intuitiv och säker vårdstyrning med tvåhandsgrepp, utformad för att hjälpa ledsagaren att styra och manövrera den eldrivna rullstolen, både inomhus och utomhus.



Micro joystick

Proportionell joystick med mycket hög känslighet, utvecklad för användare med mycket begränsad styrka, rörelseförmåga eller uthållighet.



Multi joystick

En liten proportionell joystick som kräver betydligt mindre kraft och mindre rörelse för att manövreras jämfört med en standardjoystick.



Fotstyrning

En proportionell styrning som gör det möjligt att styra och kontrollera den eldrivna rullstolen med hjälp av fotens rörelser.



Proportionell huvudstyrning och huvudstyrning med brytare

Kan enkelt anpassas efter användarens behov.



Huvudstyrning med sug & blås

Ger ökad rörelsefrihet för personer med begränsad rörelseförmåga.



Handvärmare

Håller området runt rullstolens manöverenhet varmt och bidrar till bättre rörlighet i kalla händer och fingrar.



Ett brett utbud av brytare och knappar

För att underlätta användningen av anslutna enheter.

sweden@invacare.com
www.invacare.se

©2026 Invacare International GmbH är en del av DHCare. Alla rättigheter är reserverade för Invacare international GmbH. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Mo-vis_SE_25092026

