

Utfällning från transportläge./Udfoldning fra transportstilling./Utfelling fra transportinnstilling./  
 Avaaminen kuljetusasennosta./Ausklappen aus der Transportlage./Unfolding from transport position./  
 Dépliage à partir de la position de transport./Uitklappen vanuit de transportstand./  
 Despliegue desde la posición de transporte./


## DOLOMITE MELODY, DOLOMITE SOPRANO



1



2



3

SV Kontrollera att spärren är i låst läge när rollatorn är helt utfälld.

DK Kontrollér, at spærren er gået i indgreb, når rollatoren er foldet helt ud.

NO Kontroller at sperren er i låst posisjon når rullatoren er helt utfelt.

FI Tarkista, että salpa on lukittu rollaattorin ollessa täysin avattuna.

DE Kontrollieren Sie, dass die Sperre eing eschnappt ist, wenn der Rollator vollständig auseinander geklappt ist.

GB Check that the safety catch is in the locked position when the walker is completely unfolded.

FR Vérifier que le verrouillage est actionné lorsque le déambulateur est totalement déplié.

NL Controleer wanneer de rollator is uitgeklaapt of de vergrendeling zich in de blokkeerstand bevindt.

ES Comprobar que los fiadores están en posición cerrada cuando el caminador está totalmente desplegado.

IT Quando il deambulatore è completamente aperto, accertarsi che il fermo sia bloccato.

JAP 歩行器の組み立て後、必ず歯止めが固定されていることを確認してください。



4

5

Art no 82097 0409:1