



# Aquatec® | Vridplattor



## Aquatec *Trans*

- Extra stor sittyta
- Vridplattornas snurregenskap aktiveras när tyngden från brukaren kommer på vridplattan
- Sittytan snurrar och glider enkelt till de olika positionerna
- Ytan på sitsen är len mot huden, dessutom är den enkel att rengöra



## Aquatec *Disk*

- Extra stor sittyta
- Vridplattan roterar enkelt
- Sittytan på snurrsitsen är len mot huden, dessutom är den lättskött och enkel att rengöra
- På bara några sekunder får du enkelt en duschpall med roterande sits genom att kombinera **Disk** med duschpallen **Dot** och en adapter

**AQUATEC®**



**Yes, you can.®**

**Tekniska data**

<b>Artikelnummer</b>	<i>Aquatec Trans</i>	<i>Aquatec Disk</i>
Överflyttnings- och vridplatta, blå	<b>4.03.002</b>	
Vridplatta, blå		<b>4.02.002</b>
<b>Mått</b>		
Diameter	365 mm	365 mm
Längd	530 mm	–
Bredd	–	–
Höjd	25 mm	25 mm
<b>Mer info</b>		
Vikt	2.2 kg	1.6 kg
Max brukarvikt	130 kg	130 kg
Färg	Blå	Blå

Invacare AB  
 Box 66 – 163 91 Spånga - Sverige  
 Kundservice: 08-761 70 90  
 Fax 08-761 81 08  
 sweden@invacare.com  
 www.invacare.se

© 2012 Invacare International Sàrl.  
 Alla rättigheter är reserverade för  
 Invacare.

All information i denna broschyr  
 stämmer vid tryckningstillfället.  
 Invacare förbehåller sig rätten att  
 ändra produktinformation utan  
 föregående meddelande.

Vridplattor - SE - 02/2012



**Yes, you can.®**