

matrx[®]
SEATING SERIES

MX2 Ryggsystem



Speciellt konstruerad kolfiber som ger
oöverträffad stabilitet för ultimat frihet
och prestanda

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

Designad för aktiva personer, **MX2** ett ultra lätt ryggstöd med fräscht utseende och attraktiv design. Ett elegant tillägg till någon lättviktig manuell rullstol, **MX2** erbjuder exceptionellt stöd till ländrygg och bäcken, vilket ger stöd, komfort och stabilitet för optimerad funktion - för att kunna engagera sig i dagliga aktiviteter.

Med **MX2** har du allt - estetik, stöd/stabilitet, komfort och funktionalitet.



Lättviktigt kolfiberskal

MX2 har specialdesignats med flera lager av kolfiber för att optimera flexibilitet och stöt dämpning. Detta betyder att ryggstödet kommer att ha flexibilitet att stödja individens rörelser samtidigt som det hjälper till att hålla dem i en mittlinjes position; vilket är exakt vad en aktiv person behöver - stabil rörelsefrihet. Det kommer också att spela en viktig roll vid dämpning av vibrationer, speciellt i kombination med kolfiber monteringsfästet vilket gör det möjligt för personer att köra mer bekvämt.

Den perfekta formen

MX2 har ett 76 mm djup anatomisk format skal för ökad sidostabilitet och komfort. Lateral utskärningar för höfterna möjliggör ökad rörelsefrihet. perfekt när personen lutar sig i sidled för tryckavlastning eller när man behöver nå för att plocka upp föremål. Utskärning för skulderbladen möjliggör ökad frihet för skulderbladets rörelse utan att kompromissa med ryggstödet, så att individen själv kan köra effektivt, även med en högre rygg



Funktioner och tillbehör

Ryggskal

- Finns i fyra höjder och fem bredder så att alla kan hitta en perfekt match
- Håligheter för ökad ventilation för att hantera mikroklimat
- Slitsad design för att möjliggöra höjjusteringar även när personen sitter i stolen
- Luftigt överdrag - ryggstöd 230 mm eller högre kommer med lädertyg på ryggstödet sidor
- Överdimensionerat skum för ökad komfort och som skydd



Monteringsfäste Easy fit

MX2 levereras med två typer av monteringsfästen - Fast montering eller Mini Easy Set (quick release) - båda möjliggör 3D-justering i:

- Höjd
- Djup (76 mm med fast montering fäste; 108 mm med Easy set monteringsfäste) samt vinkel (+/- 15° steglös)
- Rotation

Ryggstödet är bredd justerbart, så att ryggstödet kan monteras på rullstolar som är upp till 25 mm smalare eller bredare än den faktiska ryggstödsbredd - en idealisk funktion för dem med en bredare rygg och smalare höfter, eller en smal rygg och bredare höfter. Alla dessa justeringsmöjligheter säkerställer en exakt passform och positionering i varje fastram eller kryss rullstolsram med ryggrörs diameter på 19 mm, 22 mm och 25 mm.



Fast montering

Konstruerad med en kolfiber platta för att minska totalvikten.

Mini Easy Set (quick release)

Enkelt att ta av.

Funktion och tillbehör

Integritets skydd

Ett tillbehör som täcker öppningen mellan sätet och ryggen.



Bäcken/ svankstöd

En bäcken/svankstöds dyna är inkluderad som standard för att vid behov ge den nedre delen av ryggen extra stöd och komfort.

MX2 Lateralstöd

Ge extra stöd och stabilitet att hålla kroppen i mittlinje - 85 mm extra djup kontur till standard ryggstöds kontur.
Dyna H 140 mm H x D 76 mm

Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens ruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.

	Bredd	Höjd	Vinkel justerbar	Djup justerbar	Produktens totalvikt	Tvätt överdrag	Max brukarvikt	Garanti
Matrx MX2	355, 380, 405, 430, 455 mm	150, 230, 310, 410 mm	+/- 15°	76 mm ¹ 108 mm ²	Börjar på 770 gram och uppåt (inkluderat fasta monteringsfästen)	60°	113 kg	2 years

1. Med fasta monteringsfästen
2. Med Quick release monteringsfästen

Färg

Space tyg



Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
sweden@invacare.com | Sweden
www.invacare.se

