



AQUATEC

Aquatec[®] | **Pure**

Upplev den rena skillnaden

Trusted Solutions,
Passionate People



Aquatec Pure är en fullutrustad bidésits, med en lättanvänd handkontroll för att justera munstyckets position, vattentryck, vattentemperatur och sitsvärme. Den levereras med en temperaturstyrd, uppvärmd stol och en effektiv torkningsfunktion. Det justerbara vattentrycket ger användaren ytterligare fördelar. Den mjukstängande sitsen och locket samt ett energisparläge som minimerar energiförbrukningen, gör *Aquatec Pure* till det bästa valet du kan göra.

Egenskaper och tillva



Handkontroll

Kan monteras på väggen, enkel att använda.



Tvätt

Munstycket sprutar vatten i olika lägen, kan även röra sig fram och tillbaka under rengöringen.



Uppvärmd sits

Gör sitsen varm. Kan ställas in så att sitsen alltid är varm.



Sittsensor

Vattenspolning fungerar endast när någon sitter på sitsen.



LED lampa

Automatiskt nattljus.



Mjukstängande lock och sits

Sits och lock stängs långsamt.



Självrengörande spolmunestycke

Spolmunstycket rengör sig själv före och efter användning. Den kan också rengöras manuellt.

Tekniska data

Sittbredd	364 mm	Max brukarvikt (kg)	125 kg
Sittdjup	430 mm	Vikt (kg)	4,3 kg
Sitthöjd	30 mm	Strömförsörjning	AC230-240 V, 50 Hz
Totalbredd	384 mm	Max elförbrukning	1.160 W
Totaldjup	515 mm	Längd sladd	1,4 m
Öppningens bredd	226 mm	Vattenflöde rengöringsfunktion	0,95l/min.
Öppningens djup	275 mm	Vattenflöde bidéfunktion	0,95l/min

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden

INVACARE
 Yes, you can.®

