



Dolomite | **Maxi+**

Stabil rollator upp till 200 kg
brukarvikt

Trusted Solutions,
Passionate People



Nya **Dolomite Maxi+** är utvecklad för brukargrupper som av olika anledningar behöver en extra bred och stabil rollator:

- Storvuxna brukare
- Brukare med ett defekt gångmönster, till exempel "slängig" eller bredspårig gång.

Ramen är förstärkt och klarar en brukarvikt på hela 200 kg! Utrymmet mellan handtagen och mellan hjulen är dessutom 100 mm bredare än standard. Såväl gång- som sittutrymmet blir därmed generöst. Den stora hjulbasen gör rollatorn extra stadig och lämplig för användare med ett utökat stabilitetsbehov.

Tillbehör och egenskaper

Extra utrymme

Den breda sitsen och de extra 100 mm utrymme mellan handtagen ger en generös sittplats. Sitsen är uppfällbar för att ge ett större gångutrymme, gör det också lättare att nå saker och enklare att öppna dörrar

Anpassas till individuella behov

Dolomite Maxi+ finns i två olika höjder. Välj den högre modellen vid svårigheter att ta sig från sittande till stående.

Dolomite Maxi+ har ett brett sortiment av tillbehör för att kunna anpassa rollatorn efter individuella behov.



Bekvämt och tryggt ryggband



Släpbroms

En trygghet som förhindrar att rollatorn rullar iväg. Perfekt vid gångträning och enhandslösningar.



Kryckhållare


Gör kryckan lättåtkomlig utan att vara i vägen.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Bredd mellan hjulen, yttre mått	Djup	Bredd mellan hjulen	Total höjd	Sitshöjd	Bredd mellan handtag	Hjuldiameter	Max lastvikt
Maxi 55	700 mm	640 mm	570 mm	725-895 mm	555 mm	520 mm	200 mm	9,8 kg
Maxi 65	700 mm	740 mm	650 mm	815-985 mm	650 mm	520 mm	200 mm	10,3 kg

Max brukarvikt



Maxi 55, Maxi 65 200 kg



Färg

RAL 5023



Artikelnummer

Maxi 55 12122-37-21
Maxi 65 12120-37-21



Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden



Yes, you can.®