

XLT Max



Stabilitet. Styvhet. Säkerhet.
Lev aktivt!



Invacare **XLT Max** är en aktiv fastramstol för tyngre användare, som ger möjligheter i det vardagliga livet. Tillverkad helt i titan, har den kvalitet, stabilitet och styvhet att klara en brukarvikt på upp till 180 kg, med sittbredder upp till 60,5 cm. **XLT Max** erbjuder ett brett urval av praktiska lösningar som ger användarna bästa möjliga stöd samt goda köregenskaper. Allt för att ge möjlighet till ett mer aktivt liv.

Perfekt passform

Invacare **XLT Max** har konstruerats för att anpassas efter varje användares specifika behov. **XLT Max** är en perfekt rullstol för dem som tidigare inte kunnat dra nytta av en aktivrullstol. Konstruerad för att klara maximal säkerhet och stöd för användaren i kombination med goda köregenskaper. Utformad för att förbättra rörelseförmågan och ge tillbaka oberoendet, är **XLT Max** den första aktiva fastramsrullstolen på marknaden för tyngre användare.

Kompatibel

XLT Max är en fastramsrullstol gjord av titan som erbjuder användaren både stabilitet och styvhet. Den är kompatibel med många tillbehör till Invacares produkter.

Egenskaper och tillbehör



Invacare Flo-tech Contour

En bra dyna för tyngre användare. Förbättrar hållningen och ökar stödytan väsentligt för att förebygga trycksår.



Fotplatta hel

Delad i tre delar, mittdelen borttagbar och de två övriga kan fällas upp, vilket förenklar förflyttning.



Tippskydd

Tippskyddet är höjjusterbart och kan även användas som trampprör.

Tekniska data


Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitsvinkel	Sitthöjd	Intervall ryggstöds-vinkel	Ryggstödhöjd	Benstödslängd	Hjulbas
Invacare XLT Max	505 / 555 / 605 mm	500 / 550 / 600 mm	0 - 14°	440 - 520 mm	± 10°	400 - 490 mm	380 - 480 mm 270 - 370 mm high mounted	Seat width + 210 mm

	Total längd inkl fotplatta	Total höjd	Max brukarvikt	Vikt	Crash test
Invacare XLT Max	930 - 1080 mm	790 - 1100 mm	180 kg	15,5 kg	Crash-tested ISO 7176-19

Invacare **XLT Max** uppfyller kraven i ISO 7176-19. Notera att speciella villkor gäller för tillbehör. För mer information kring transport i fordon, se medföljande manual samt vår hemsida www.invacare-rea.com/se under Rea rullstolar/Teknisk dokumentation.

Ramfärger



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

