



## Toaförhöjare Finesse - enkel montering med en mjuk känsla

Finesse är mycket enkel att montera, den trycks fast på toalettstolen, är formbar och fungerar bra på de flesta toalettstolar.

Finesse är mjuk att sitta på och ger efter någon minut även en varm känsla. Höjer sittytan med 90 mm.

Art nr	Finesse
Toaförhöjare	1470982
<b>Mått</b>	
Sittbredd	385 mm (A)
Sittdjup	430 mm (B)
Sitthöjd	90 mm (C)
Totalbredd	400 mm
Totalt djup	435 mm (F)
Total höjd	135 mm (G)
Bredd på öppning	225 mm (H)
Djup på öppning	275 mm (I)
<b>Mer info</b>	
Vikt	2,2 kg
Max brukarvikt	125 kg
Färg	Blå

**Finesse**

