



DOLOMITE

Maxi+



Stabil Dolomite rollator upp
till 200 kg brukarvikt



Yes, you can.®

Den stabila rollatorn *Dolomite Maxi+* är utvecklad för brukargrupper som av olika anledningar behöver en extra bred och stabil rollator:

- Storvuxna användare
- Långa personer med ett defekt gångmönster, till exempel "slängig" eller bredspårig gång.

Ramen är förstärkt och klarar en brukarvikt på hela 200 kg! Utrymmet mellan handtagen och mellan hjulen är dessutom 100 mm bredare än standard. Såväl gång- som sittutrymmet blir därmed generöst. Den stora hjulbasen gör rollatorn extra stadig och lämplig för användare med ett utökat stabilitetsbehov.



Tillbehör och egenskaper



Bekvämt och tryggt ryggband

Är monterat på handtagen och följer därmed med upp när handtagshöjden justeras.



Släpbroms

En trygghet som förhindrar att rollatorn rullar iväg eller rullar för snabbt. Perfekt vid gångträning och enhandslösningar.



Kryckhållare

Gör kryckan lättåtkomlig utan att vara i vägen.

Extra utrymme

Den breda sitsen och de extra 100 mm utrymme mellan handtagen ger en generös sittplats. Sitsen är uppfällbar för att ge ett större gångutrymme, blir det också lättare att nå saker och enklare att öppna dörrar

Anpassas till individuella behov

Rollatorn *Dolomite Maxi+* finns i två olika höjder. Välj den högre modellen vid svårigheter att ta sig från sittande till stående.

Dolomite Maxi+ har ett brett sortiment av lättmonterade tillbehör för att kunna anpassa rollatorn efter individuella behov.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Bredd yttre mått	Djup	Bredd mellan hjulen	Total höjd	Sitshöjd	Bredd mellan handtag	Hjuldiameter	Produktens vikt
Maxi+ 550	700 mm	640 mm	550 mm	725-895 mm	555 mm	520 mm	200 mm	9,8 kg
Maxi+ 650	700 mm	740 mm	550 mm	815-985 mm	650 mm	520 mm	200 mm	10,3 kg

Max brukarvikt



Maxi 55, Maxi 65 200 kg



Färg

RAL 5023



Artikelnummer

Maxi 55 12122-37-21
Maxi 65 12120-37-21

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

